


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Recettore Ep3 Pge (Ptger3) Per Wb, Elisa - P43115

Numero articolo: CM0027744



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PTGER3 umano (recettore EP3), convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Esplora la ricerca sulla segnalazione delle prostaglandine con i materiali grezzi affidabili di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio recettore EP3 PGE (PTGER3)
Osservazioni/Alias	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; Inc003875; recettore EP3 PGE (PTGER3)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5733
GeneID	5733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-53 del recettore EP3 PGE umano (PTGER3) (NP_942009.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P43115
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio