

Recettore Ep4 Anti-Pge (Ptger4), Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P35408

Numero articolo: CM0020959



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il sottotipo EP4 del recettore della prostaglandina E2 (PTGER4). Validato per Western blot ed ELISA, con cross-reattività nel ratto. Utile per lo studio del rilassamento della muscolatura liscia mediato dai GPCR e della funzione renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Recettore EP4 della PGE (PTGER4), pAb di coniglio
Note/Alias	EP4; EP4R; recettore EP4 della PGE (PTGER4)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5734
GeneID	5734
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-488 del recettore EP4 della PGE umano (PTGER4) (P35408)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Ratto
SWISS	P35408
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante