


Anticorpo Policlonale Anti-Pghs-2 Per Wb - P35354

Numero articolo: CM0019801



Introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PGHS-2 umano (COX-2/PTGS2), adatto per Western blot. Questo enzima svolge un ruolo centrale nella biosintesi dei prostanoidei e nella risposta infiammatoria. Da utilizzare per la ricerca sull'infiammazione e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGHS-2 Rabbit pAb
Note/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Reattività per Specie	Umano
GeneID (Umano)	5743
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 505-604 di COX2/PTGS2 umano (P35354).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P35354
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio