

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pgk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00558

Numero articolo: CM0014254



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGK1 (chinasi 1 del fosfoglicerato). Validato in WB, IHC-P, ELISA; reagisce crociatamente con specie umana, murina e di ratto. Per la ricerca sulla glicolisi, sulla funzione mitocondriale e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGK1 pAb di coniglio
Note/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Specie	Umana
GeneID (umana)	5230
GeneID	5230
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-417 della PGK1 umana (NP_000282.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P00558
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante