

Anticorpo Policlonale Anti-Pgk2 Di Coniglio Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P07205

Numero articolo: CM0015924

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PGK2 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva PGK2 umano, murino e ratto (45 kDa), un enzima glicolitico specifico del testicolo essenziale per la motilità degli spermatozoi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGK2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dj417L20.2; PGK2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5232
GenelD	5232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 242-360 del PGK2 umano (NP_620061.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07205
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio