

Anticorpo Policlonale Anti-Pglyrp2 Per Wb, Elisa - Q96Pd5

Numero articolo: CM0021071

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGLYRP2 umano (proteina 2 di riconoscimento del peptidoglicano, PGRP-L), adatto per WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla digestione del peptidoglicano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGLYRP2 Rabbit pAb
Note/alias	tagL; PGRPL; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-like; tagl-beta; tagl-alpha; PGLYRP2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	114770
ID del gene	114770
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di PGLYRP2 umano (NP_443122.3))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q96PD5
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante