

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pgm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P36871

Numero articolo: CM0003322



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PGM1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con PGM1 umano, murino e di ratto; peso molecolare osservato ~61kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glucosio e sulle malattie da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGM1 Rabbit mAb
Note/Alias	CDG1T; GSD14; PGM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 465-562 di PGM1 umano (NP_002624.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36871
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio