

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pgm2 Per Wb, Elisa - Q96G03

Numero articolo: CM0015217

introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio PGM2 è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro PGM2 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva PGM2 umano e murino, una fosfopentomutasi cruciale per il metabolismo dei nucleotidi. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PGM2
Note/Alias	MSTP006; PGM2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55276
ID Gene	55276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di PGM2 umano (NP_060760.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96G03
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio