


Anticorpo Policlonale Anti-Pgp9.5/Uchl1 Per Wb, Elisa - P09936

Numero articolo: CM0018096



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936). Adatto per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con UCHL1 umano e murino, una deubiquitinasi chiave implicata nella neurodegenerazione e nell'omeostasi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGP9.5/UCHL1 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7345
GeneID	7345
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P09936
Peso Molecolare Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio