


Anticorpo Policlonale Anti-Pgp9.5/Uchl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P09936

Numero articolo: CM0021729



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGP9.5/UCHL1 umana (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1), una deubiquitinasi chiave nella degradazione proteica e nella funzione neuronale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGP9.5/UCHL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7345
GeneID	7345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di PGP95/UCHL1 umana (NP_004172.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09936
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio