


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pgp9.5/Uchl1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P09936

Numero articolo: CM0002236



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PGP9.5/UCLH1 umano (25 kDa), validato per WB, IF, IHC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Una deubiquitinasi per la funzione sinaptica e cardiaca, il processing dell'APP, l'osteoclastogenesi e la ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGP9.5/UCLH1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCLH-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCLH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7345
GeneID	7345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di PGP95/UCLH1 umano (NP_004172.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09936
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio