


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pgp9.5/Uchl1 Per Wb, If/Icc, If-F, If-P, Ihc-P, Elisa - P09936

Numero articolo: CM0003461



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PGP9.5/Uchl1 umano (SWISS P09936). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, mouse, ratto, scimmia. Adatto per la ricerca sulla neurodegenerazione e la via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGP9.5/Uchl1 Rabbit mAb
Note / Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; Uchl-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/Uchl1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7345
GeneID	7345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di PGP9.5/Uchl1 umano (NP_004172.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto, Scimmia
SWISS	P09936
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio