


Anticorpo Policlonale Anti-Pgrmc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000264

Numero articolo: CM0028362



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGRMC1 umano, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva livelli endogeni in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del progesterone e sull'omeostasi dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGRMC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	10857
GeneID	10857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-195 di PGRMC1 umano (NP_006658.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	000264
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata