


## Anticorpo Policlonale Anti-Phactr1 Per Wb, Elisa - Q9C0D0

Numero articolo: CM0023140



### introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale Anti-PHACTR1 di coniglio per WB e ELISA. Riconosce PHACTR1 umano, murino e di ratto, una fosfatasi e regolatore dell'actina implicato nella motilità cellulare e nell'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | PHACTR1 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Note/Alias            | RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dJ257A7.2; PHACTR1                                                                                                           |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                                     |
| GenelD (umano)        | 221692                                                                                                                                                   |
| GenelD                | 221692                                                                                                                                                   |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 154-380 di PHACTR1 umano (NP_112210.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                        |
| SWISS                 | Q9C0D0                                                                                                                                                   |
| Peso proteico         | 66kDa                                                                                                                                                    |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                        |