

Anticorpo Policlonale Anti-Phc2 Per Wb E Elisa - Q8lxx0

Numero articolo: CM0016525

introduzione

PHC2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per Western blot e ELISA, mirato alla proteina umana simile a polyhomeotic 2, un componente del PRC1 coinvolto nel silenziamento genico. Ideale per la ricerca di biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del prodotto	PHC2 Rabbit pAb
Note/Alias	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
Specie	Umano
Gene ID	1912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-323 del PHC2 umano (NP_004418.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IXK0
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio