


Anticorpo Policlonale Anti-Phc3 Per Wb, Elisa - Q8Ndx5

Numero articolo: CM0028748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PHC3 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca su proteine del gruppo Polycomb e rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHC3 Rabbit pAb
Note/Alias	EDR3; HPH3; PHC3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80012
GeneID	80012
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-300 di PHC3 umano (NP_079223.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NDX5
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio