


Anticorpo Policlonale Anti-Phc3 Coniglio Per If/Icc, Elisa - Q8Ndx5

Numero articolo: CM0017458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PHC3 umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Mira alla proteina sim polyhomeotic 3, un componente del complesso PRC1, per la ricerca epigenetica e biologica dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHC3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EDR3, HPH3, PHC3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80012
GeneID	80012
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-300 di PHC3 umano (NP_079223.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NDX5
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio