

Anticorpo Policlonale Anti-Phd2/Egln1 Per If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Numero articolo: CM0024305



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a PHD2/EGLN1 (prolil idrossilasi 2 HIF), validato per IF/ICC ed ELISA. Rileva PHD2 umano, un chiave sensore di ossigeno che regola la stabilità di HIF-alfa. Ideale per la ricerca sull'ipossia e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	54583
GeneID	54583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-426 di PHD2/EGLN1 umano (NP_071334.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9GZT9
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio