

Anticorpo Policlonale Anti-Phd2/Egln1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Numero articolo: CM0018045



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PHD2/EGLN1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva PHD2/EGLN1 endogeno in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su ipossia e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54583
GeneID	54583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-426 di PHD2/EGLN1 umano (NP_071334.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZT9
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio