

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Phd2/Egln1 Per Wb, Elisa - Q9Gzt9

Numero articolo: CM0002656



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PHD2/EGLN1, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva il PHD2/EGLN1 umano (HIF-PH2), un sensore di ossigeno di 46 kDa coinvolto nell'idrossilazione di HIF- α e nella segnalazione di ipossia. Adatto per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] mAb Coniglio PHD2/EGLN1
Note/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54583
Gene ID	54583
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del PHD2/EGLN1 umano (NP_071334.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio