

Anticorpo Policlonale Anti-Phd3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Numero articolo: CM0030251

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PHD3/EGLN3 umano (Q9H6Z9). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'ipossia, dell'apoptosi, della ferroptosi e della risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb PHD3 di Coniglio
Note/Alias	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	112399
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PHD3 umano (NP_071356.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H6Z9
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio