

Anticorpo Policlonale Anti-Phf11 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UIL8

Numero articolo: CM0026311

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PHF11 per la rilevazione della proteina PHD finger 11, un regolatore delle citochine Th1. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHF11 Rabbit pAb
Note/Alias	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGER; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51131
ID gene	51131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 di PHF11 umano (NP_001035533.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIL8
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio