

Anticorpo Policlonale Anti-Phf19 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5T6S3

Numero articolo: CM0028611



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PHF19/PCL3, validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva PHF19 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio della repressione Polycomb, del riconoscimento H3K36me3 e dell'epigenetica del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHF19 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26147
GeneID	26147
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-207 di PHF19 umano (NP_001009936.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5T6S3
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio