

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phf21B Per Wb & Elisa - Q96Ek2

Numero articolo: CM0028472

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PHF21B (PHF4, BHC80L), validato per WB e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia della cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHF21B Rabbit pAb
Note/Alias	PHF4; BHC80L; PHF21B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	112885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 322-531 di PHF21B umano (NP_612424.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96EK2
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio