

Anticorpo Monoclonale Anti-Phf8 Per Wb, Elisa - Q9Upp1

Numero articolo: CM0002912



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PHF8 (KDM7B), istone lisina demetilasi, convalidato per WB e ELISA in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca epigenetica e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHF8 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
Specie	Umana
GeneID (umano)	23133
GeneID	23133
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 del PHF8 umano (Q9UPP1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UPP1
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio