

Anticorpo Monoclonale Anti-Phgdh Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43175

Numero articolo: CM0004220



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro PHGDH umano (O43175). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della biosintesi della serina e del metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHGDH Rabbit mAb
Note/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Specie	Umana
ID gene (Umano)	26227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 264-533 di PHGDH umano (NP_006614.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43175
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio