

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phgdh Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43175

Numero articolo: CM0017947



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la PHGDH, un enzima chiave nella biosintesi della serina. Convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHGDH Rabbit pAb
Note/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26227
GeneID	26227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 264-533 della PHGDH umana (NP_006614.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43175
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio