


Anticorpo Policlonale Anti-Phip Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wwq0

Numero articolo: CM0024788



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PHIP umano (proteina interagente con il dominio PH), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla segnalazione insulinica e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHIP Rabbit pAb
Note / Alias	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUJANS; PHIP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	55023
GeneID	55023
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1542-1821 di PHIP umano (NP_060404.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q8WWQ0
Peso proteico	207 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio