


Anticorpo Policlonale Anti-Phka1 Per Wb, Elisa - P46020

Numero articolo: CM0021552



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio PHKA1 validato per WB e ELISA. Riconosce la subunità alfa regolatrice della chinasi del fosforilasi b umana e murina, ideale per ricerche sul metabolismo del glicogeno e sulle malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PHKA1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PHKA; PHKA1
Specie	Umano
GeneID	5255
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-820 del PHKA1 umano (NP_001116142.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P46020
Peso Proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio