


Anticorpo Policlonale Anti-Phkb Per Wb, Elisa - Q93100

Numero articolo: CM0026054



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla PHKB umana, la subunità regolatoria beta della fosforilasi b chinasi. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studi sul metabolismo del glicogeno e sulle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PHKB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PHKB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5257
ID Gene	5257
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 854-1093 della PHKB umana (NP_000284.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q93100
Peso Proteico	125kDa
Spedizione	Sacca refrigerante