


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phkg2 Per Wb, Elisa - P15735

Numero articolo: CM0014508



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al PHKG2 umano, una subunità catalitica della chinasi b del fosforile coinvolta nella glicogenolisi. Adatto per WB e ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. banda prevista ~46 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	PHKG2 pAb coniglio
Note/Alias	GSD9C; PHKG2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5261
GeneID	5261
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P15735
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio