


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phkg2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15735

Numero articolo: CM0025716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla PHKG2 umana (fosforilasi b chinasi gamma 2). Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Utilizzo nella ricerca per studi sulla glicogenolisi e sul GSD di tipo IX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PHKG2 Rabbit pAb
Note/Alias	GSD9C; PHKG2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5261
GeneID	5261
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 237-406 della PHKG2 umana (NP_000285.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15735
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio