

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phlda2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

Numero articolo: CM0030346

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PHLDA2 (IPL/TSSC3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA nell'uomo e nel topo. Adatto per studi sulla crescita placentare, sui geni improntati e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | PHLDA2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2                                                                                      |
| Specie                | Umano, Topo                                                                                                                  |
| GeneID (Umano)        | 7262                                                                                                                         |
| GeneID                | 7262                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 di PHLDA2 umano (NP_003302.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q53GA4                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 17kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |