

Anticorpo Policlonale Anti-Phlpp1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60346

Numero articolo: CM0025054

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PHLPP1, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce PHLPP1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, la soppressione tumorale e la biologia circadiana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHLPP1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23239
GenelD	23239
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1160-1428 di PHLPP1 umano (NP_919431.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60346
Peso proteico	185kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio