

Anticorpo Policlonale Anti-Phlpp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zvd8

Numero articolo: CM0020597

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PHLPP2 umano (PHLPP-like), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Il bersaglio è una fosfatasi oncosoppressore che regola la segnalazione di Akt e PKC, con ruoli nell'apoptosi e nella proliferazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PHLPP2 Rabbit pAb
Note/Omonimo	PPM3B; PHLPL; PHLPP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23035
ID Gene	23035
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1250-1323 di PHLPP2 umano (NP_055835.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZVD8
Peso Proteico	147kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio