

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Akt-S473 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0001927



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro AKT1/AKT2/AKT3 fosforilato in serina 473, validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, il metabolismo e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-Akt-S473
Note/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Specie	Umano
GeneID (umano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide fosforilato sintetico intorno a S473 di AKT1 umano (NP_005154.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio