

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Akt-T308 Per Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0000931



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-fosfo-Akt-T308 ad alta specificità per WB ed ELISA. Riconosce Akt1/2/3 umano fosforilato a T308; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/Akt nella ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio Fosfo-Akt-T308
Note/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-T308
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	207/208/10000
Gene ID	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T308 di Akt umano (NP_005154.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio