

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Akt1-S473 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001091



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Akt1 fosforilato alla Serina473 (P31749). Validato per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di Akt nel cancro e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-AKT-S473 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Specie	Umana
GeneID (Umana)	207
GeneID	207
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato nella regione S473 di Akt1 umano (P31749)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31749
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio