

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Akt1 (Ser473) Per Wb, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001196



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit Phospho-AKT1 (Ser473) validato per WB e ELISA. Rileva l'AKT1 umano, murino e di ratto fosforilato alla Ser473. Adatto per lo studio della segnalazione AKT nel cancro, nel metabolismo e nella sopravvivenza cellulare. Ottenuto da conigli immunizzati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
Note/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	207
GeneID	207
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico fosforilato nella regione intorno alla S473 di Akt1 umano (NP_005154.2)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31749
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio