

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Akt1-T308 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001741



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce AKT1 fosforilato in Thr-308. Validato per Western Blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce AKT1 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT nella ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-AKT1-T308
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T308
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207
GeneID	207
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a T308 di AKT umano (NP_005154.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio