

Anti-Fosfo-Akt1 (T450) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0000681



introduzione

Fosfo-AKT1-T450 mAb Coniglio per WB ed ELISA; rileva specificamente AKT1 fosforilata in Thr450 in campioni umani e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT nel cancro, nel metabolismo e nella sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-AKT1-T450 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T450
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207
GeneID	207
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T450 di Akt1 umano (P31749).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio