

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Akt1 (Thr450) Per Wb, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0000577



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che riconosce AKT1 fosforilata in Thr450, validato per WB e ELISA nell'uomo e nel topo. Strumento essenziale per lo studio della segnalazione AKT nel cancro, nel metabolismo e nella sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-AKT1-T450 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T450
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207
GeneID	207
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T450 di Akt1 umano (NP_005154.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P31749
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio