


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Alox5-S271 Per Wb, Elisa - P09917

Numero articolo: CM0001771



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ALOX5 umana fosforilata alla serina 271, convalidato per applicazioni di Western blot e ELISA nella ricerca sulla biosintesi dei leucotrieni e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-ALOX5-S271 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Fosfo-ALOX5-S271
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	240
ID Gene	240
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S271 di ALOX5 umana (NP_000689.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P09917
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio