

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ampka1/Ampka2-T183/T172 Per Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0001493



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro AMPK α 1/ α 2 fosforilato in Thr183/Thr172. Adatto per WB ed ELISA. Rileva AMPK umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172
Note/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Fosfo-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio