


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Atf2 (T69/T71) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numero articolo: CM0000897



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'ATF2 umano fosforilato in Thr69/Thr71. Validato per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sulla risposta al danno del DNA, apoptosi e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Valore                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto  | Fosfo-ATF2-T69/71 pAb coniglio                         |
| Osservazioni/Alias | HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T69/71 |
| Specie             | Umano                                                  |
| Gene ID (Umano)    | 1386                                                   |
| Immunogeno         | Peptide sintetico                                      |
| Sorgente           | Coniglio                                               |
| Categoria          | Anticorpi fosforilati                                  |
| Applicazione       | WB, IHC-P, ELISA                                       |
| Cross-reattività   | Umano, Topo, Ratto                                     |
| SWISS              | P15336                                                 |
| Peso proteico      | 55kDa                                                  |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                     |