

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Atm (S1981) Per Wb E Elisa - Q13315

Numero articolo: CM0001396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ATM fosforilato alla Serina1981. Validato per WB e ELISA in campioni umani e di topo. Ideale per studi sulla segnalazione del danno al DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ATM-S1981 Rabbit pAb
Note/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Specie	Umana
ID gene (Umano)	472
ID gene	472
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S1981 dell'ATM umano (NP_000042.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q13315
Peso proteico	351 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio