


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Per Wb, Elisa - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

Numero articolo: CM0000808



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per fosfo-riconoscimento di AURKA (T288), AURKB (T232) e AURKC (T198). Validato per Western blotting ed ELISA; reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AURKA/AURKB/AURKC; Fosfo-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6790/9212/6795
GeneID	6790/9212/6795
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a T288 di AURKA umana (NP_003591.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
Spedizione	Borsa del ghiaccio