


Anti-Fosfo-Axl (Y702) Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Elisa - P30530

Numero articolo: CM0001926



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per fosfo-proteine che targeting dell'Axl umano fosforilato a Tyr702. Validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione della chinasi Axl, della sopravvivenza cellulare e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Axl-Y702 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Fosfo-Axl-Y702
Specie	Umano
GeneID	558 (Umano)
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y702Axl umano (NP_068713.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio