

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-B-Raf (T401) Per Wb, Elisa - P15056

Numero articolo: CM0001347



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che mira alla B-Raf fosforilata in Thr401. Adatto per WB ed ELISA con reattività crociata su ratto. Indaga la segnalazione della chinasi MAP e le vie oncogeniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-B-Raf-T401
Note/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
Specie	Umana
GeneID (Umano)	673
GeneID	673
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio