

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Bad-S112 Per Wb Ed Elisa - Q92934

Numero articolo: CM0000978



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Fosfo-Bad-S112 validato per WB ed ELISA, rileva Bad umano e murino fosforilato in serina 112. 18 kDa. Ideale per la ricerca sull'apoptosi. Da CamelBio, fornitore di materie prime IVD a tutto tondo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Bad-S112
Note/Alias	BBC2; BCL2L8; Fosfo-Bad-S112
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	572
ID Gene	572
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a S112 di BAD umano (Q92934)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92934
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio